

【 人工呼吸器 チェックリスト 】

氏名: _____ 器種 _____

<設定>

①換気モード	②一回換気量	③換気数	④流量
⑤圧制御	⑥吸気時間	⑦P.S	⑧PEEP
⑨圧トリガー	⑩	⑪	⑫

<アラーム設定>

①高圧	②低圧	③高M.V	④低M.V
⑤RR上限	⑥無呼吸	⑦アラーム音量	⑧

月/日	例 3/15	/	/	/	/	/
連絡先	通常/	通常/				
設定変更の有/無(○/レ)	○/③12回					
アラーム設定変更の有/無(○/レ)	○/⑤30回					
電源	ACが使用できるか	レ				
	外部バッテリーの残量	10:30 86%				
	内部バッテリーの残量	10:30 100%				
酸素	ボンベの栓/酸素残量	閉/15以上				
	流量計の固定/流量	OK/O λ				
持ち物	カニューレ / 固定紐2種/Yガーゼ	レ/レ/レ				
	アンビューバック	レ				
低圧アラームの作動の確認	レ					
回路	破損・リーク / 人工鼻 ゆるみ・閉塞 (着/脱) 有無(○/レ)	レ / 11:30脱 13:30着				
	呼気弁 破損の有無 垂直位の確認 (○/レ)	レ/レ				
呼気排気口の閉塞の有無(○/レ)	レ					
ウォータートラップ	水滴の確認	10:30 レ				
カニューレ / 固結び2回 リボン結び1回	カフ圧(ml/ hpa)	3.5ml				
	固定 結び方/緩みの有無	レ/レ				
	Yガーゼ 上→下へ挿入	レ				
蒸留水残量/加湿温度	10:00 300ml/ 12:00 37.2℃					
実測値	一回換気量	300				
	換気数	16~18				
	最高気道内圧	26~30				
	PEEP	10				
ストック	予備回路/温度プローブ	レ/レ				
	予備蒸留水	レ				
	人工鼻	レ				
サイン						

