

かほだより

R7-14号
R7.12.22

長野県伊那家畜保健衛生所

〒396-0026 伊那市西町 5764

Tel : 0265-72-2782、Fax : 0265-72-2765

E-mail : inakachiku@pref.nagano.lg.jp

URL : <http://www.pref.nagano.lg.jp/inakachiku/>

伊那諏訪家畜産物衛生指導協会

Tel&Fax : 0265-76-8086


酪農生産性向上対策事業による 令和7年度 後期 バルク乳スクリーニング検査の集計結果をお知らせします

検査時期: 令和7年 10～11 月

検査戸数: 49 戸(上伊那地域 35 戸、諏訪地域 14 戸)

検査項目: 生菌数、黄色ブドウ球菌(SA)、無乳性レンサ球菌、環境性ブドウ球菌、環境性レンサ球菌、大腸菌群、耐熱性菌、マイコプラズマ、牛ウイルス性下痢ウイルス(BVDV)遺伝子検査

検査結果



・無乳性レンサ球菌、マイコプラズマ、
BVDV 遺伝子検査は全ての農場で陰性でした


判定基準

| | |
|------|-------|
| 少ない | 多い |
| やや多い | 非常に多い |

「清潔かつ迅速な搾乳」を心掛けましょう

(搾乳衛生のポイント)

- ①前搾り: 異常乳の確認と共に乳頭を刺激し、オキシトシンの分泌を促す
- ②清拭: 乳頭の周りだけでなく、乳頭口も拭く
例: 乳頭側面を捻るように3回→乳頭口を親指でぐりぐりと3回拭く
- ③ミルカーの装着: 前搾りから 60～120 秒で付けるのが目安
装着時間は5分以内にし、過搾乳を防ぐ



搾乳衛生に関するご相談がありましたら伊那家畜保健衛生所へご連絡ください